

Placa LCP para Tibia Proximal Lateral / 3.5 mm

Indicación:

- Fracturas intrarticulares y extrarticulares, metafisarias y epifisarias, de la tibia proximal, incluidas las fracturas multifragmentarias.



OVERFIX®

Disponible en Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo (mm)
30727-404	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral IZQ	4	81
30727-504	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral DER	4	81
30727-405	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral IZQ	5	94
30727-505	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral DER	5	94
30727-406	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral IZQ	6	107
30727-506	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral DER	6	107
30727-408	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral IZQ	8	130
30727-508	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral DER	8	133
30727-410	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral IZQ	10	159
30727-510	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral DER	10	159
30727-412	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral IZQ	12	185
30727-512	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal lateral DER	12	185